

ベトスキャン VS2

ベトスキャン VS2 マルチローター 一覧表

わずか100 μ L¹⁾の検体量で、
約12分のスピード測定。

軽量 & コンパクト²⁾な臨床化学分析装置



1) 検体量：90～120 μ L

2) 本体サイズ：325 × 149 × 210mm

	動物用マルチローター I	一般検診パネル A	
	動物用マルチローター I	予防ケアパネル	
	動物用マルチローター I	術前術後モニターパネル	
	動物用マルチローター I	電解質パネル	
	動物用マルチローター I	救急医療パネル	
	動物用マルチローター I	腎機能パネル	
	動物用マルチローター II	肝機能パネル	
	動物用マルチローター I	甲状腺パネル	
	動物用マルチローター II	鳥類用パネル	
	動物用マルチローター I	一般検診パネル B	
	動物用マルチローター I	大動物用パネル	

LOOK DEEPER

詳しくはこちら zoetisdiagnostics.com/VS2

zoetis