

vetscan[®] VS2

Asortyment badań

12 minut oczekiwania na wyniki,
12 profili diagnostycznych



Badania kompleksowe		Kompleksowy Profil Diagnostyczny ALB • ALP • ALT • AMY • BUN • Ca • CRE • GLOB* • GLU • K+ • Na+ • PHOS • TBIL • TP	Psy, koty, konie, fretki, króliki
		Profil Profilaktyka Zdrowotna Plus ALB • ALP • ALT • AST • BUN • Ca • Cl- • CRE • GLOB* • GLU • K+ • Na+ • TBIL • tCO ₂ • TP	Psy, koty, konie
Badania przedzabiegowe + intensywna opieka		Profil Przedzabiegowy ALP • ALT • BUN • CRE • GLU • TP	Psy, koty, konie
		Profil Elektrolity Plus Cl- • K+ • Na+ • tCO ₂	Psy, koty, konie
		Profil Intensywna Opieka Plus ALT • BUN • Cl- • CRE • GLU • K+ • Na+ • tCO ₂	Psy, koty, konie
Badania konkretnych organów		Profil Nerkowy Plus ALB • BUN • Ca • Cl- • CRE • GLU • K+ • Na+ • PHOS • tCO ₂	Psy, koty, konie
		Profil Wątrobowy - Ssaki ALB • ALP • ALT • BA • BUN • CHOL • GGT • TBIL	Psy, koty, konie
Badania specjalistyczne		Profil T4/Cholesterol T4 • CHOL	Psy, koty
		Profil Fenobarbitalowy ALB • ALP • ALT • AST • BUN • GGT • PHB • TBIL	Psy, koty
Dla konkretnych gatunków		Profil Gady/Ptaki Plus ALB • AST • BA • Ca • CK • GLOB* • GLU • K+ • Na+ • PHOS • TP • UA	Ptaki, gady
		Profil Konie Plus ALB • AST • BUN • Ca • CK • CRE • GGT • GLOB* • GLU • K+ • Na+ • TBIL • tCO ₂ • TP	Konie
		Profil Duże Zwierzęta ALB • ALP • AST • BUN • Ca • CK • GGT • GLOB* • Mg • PHOS • TP	Bydło

*Wartość obliczona

LOOK DEEPER

Dowiedz się więcej na akademiazonetis.pl

Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Zoetis Services LLC lub podmiotu z nią powiązanego, lub licencjodawcy, o ile nie podano inaczej. © 2024 Zoetis Services LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Data przygotowania: sierpień 2024. MM-35538

Zoetis Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 223 48 00 (01), www.akademiazonetis.pl

zoetis